




Stahování dat z

CLARITY (senzory Dexcom G4, G5)

POSTUP získání dat

- 1) přihlaste se na <https://clarity.dexcom.eu> (viz obrázek 1)
- 2) kliknete na **Zprávy** a vyberte časové období: **poslední 1/3 měsíc** (viz obrázek 2)
- 3) v nabídce Stáhnout vyberte zprávy dle obrázku 3) níže (viz obrázek 3)
- 4) zpráva bude uložena jako PDF



Odeslání stažených dat:

Soubor odešlete na email:
info@mudrkoliba.cz

Email nazvěte: Stažený
glukometr/senzor/pumpa

Do textu emailu napište kontaktní údaje:

Jméno a přímění

Email

Mobilní telefon