


Stahování dat z

DIASEND

POSTUP získání dat

- 1) přihlaste se na www.diasend.com (viz obr. 1)
- 2) kliknete v pravém horním rohu na ikonku PDF (viz obr. 2)
- 3) v Průvodci PDF vyberte období 1/ 3 měsíce a zaškrtnete vhodné zprávy viz obr. 3 níže
- 5) data se Vám uloží jako PDF



Průvodce PDF 

Tento průvodce Vám umožní vytvořit jeden soubor PDF se všemi zprávami dle Vašeho výběru.

Zvolte zprávy, které chcete zařadit:

Datum konce časového intervalu:

2019-07-15



Použít stejný časový interval pro všechny?

Ano: Jeden měsíc

Zahrňte ručně zadané záznamy

Barva Černobílá

Glukóza

Protokol/tabulka

Jeden měsíc

Možnosti

Standardní den

Jeden měsíc

Možnosti

Trend

Jeden měsíc

Možnosti

Ode dne do dne

Jeden měsíc

Alarmy měřicího přístroje

Jeden měsíc

Nastavení glukometru

CGM

Standardní den

Jeden měsíc

Možnosti

Trend

Jeden měsíc

Ode dne do dne

Jeden měsíc

Statistika

Jeden měsíc

Inzulín

Týden

Jeden měsíc

Trend

Jeden měsíc

Ode dne do dne

Jeden měsíc

Bolusové dávky

Jeden měsíc

Dodržení bolusu

Jeden měsíc

Alarmy pumpy

Jeden měsíc

Nastavení pumpy

Porovnat nastavení pumpy

Srovnání

Protokol/tabulka

Jeden měsíc

Možnosti

Ode dne do dne

Jeden měsíc

Přehled po dnech

Jeden měsíc

Kompilace

Kompilace

Jeden měsíc

Vytvořit zprávu

Seznam glukometru, pump a senzoru, které lze stáhnout do Diasendu, naleznete na:

<https://support.diasend.com>

S Diasendem lze propojit mobilní aplikace LibreLink (Freestyle Libre), Dexcom G5, G6 a MyLife (Ypsomed). Pro připojení aplikace v Diasendu kliknete na ikonu "Připojit aplikaci" v horní části obrazovky.

Odeslání stažených dat:

Soubor odešlete na email: info@mudrkoliba.cz

Email nazvěte: Stažený glukometr/senzor/pumpa

Do textu emailu napište kontaktní údaje:

Jméno a příměří

Email

Mobilní telefon