

Stahování dat z

FREESTYLE LIBRE

POSTUP získání dat

- 1) nainstalujte si do počítače program Freestyle Libre Software - je ke stažení zdarma na www.freestylelibre.cz (viz obr. 1)
- 2) připojte čtečku k počítači žlutým mikroUSB kabelem, otevřete program Freestyle Libre Software a kliknete na Create reports (viz obr. 2)
- 3) vyberte data první 2 zprávy v levém sloupci, první 3 zprávy v pravém sloupci a v pravém rámečku vyberte období posledních 4 týdnů, změňte Target glucose range na 3,9-10 mmol/l a kliknete na View Reports (viz obr. 3)
- 4) Kliknete na Save a zprávu uložte jako PDF

Program je stejně jako čtečka v angličtině, není česky.

* Uživatelé mající Libre v mobilním telefonu exportují data obdobným způsobem z on-line programu Libreview (www.libreview.com)

Odeslání stažených dat:

Soubor odešlete na email: info@mudrkoliba.cz

Email nazvěte: Stažený glukometr/senzor/pumpa

Do textu emailu napište kontaktní údaje:

Jméno a přímění

Email

Mobilní telefon

